

# LISTEN TO ME

## Přístroj pro augmentativní komunikaci



### Balení obsahuje:

- 1x přístroj Listen To Me
- 1x ochranné pouzdro
- 1x poutko do ruky
- 1x poutko na krk
- 3x baterie AA
- 1x propojovací kabel
- 1x instrukce v angličtině a v češtině
- 1x záruční list
- 1x napájecí adaptér

### Instalace baterií:

Pomocí malého křížového šroubováku odjistěte kryt baterií. Kryt otevřete ve směru šipky. Baterie umístěte dovnitř ve správné poloze (plus na plus, minus na minus). Uzavřete kryt a pomocí šroubováku opatrně zajistěte šroubkem.

### Nahrání zprávy:

1. Do jednotlivých vzkazových tlačítek umístěte obrázky, ke kterým chcete přiřadit zprávy. Obrázky by měly mít rozměr 20 x 25 mm (25 mm výška obrázku je vhodné pro jeho pohodlnější výměnu). Doporučujeme používat obrázky zalaminované v tenké fólii, nebo vytištěné na tvrdším papíru.
2. Přepínač pro regulaci hlasitosti přesuňte do polohy „L“. LEDka by měla svítit červeně.

3. Stiskněte nahrávací tlačítko a držte jej stisknuté tak dlouho, dokud LEDka nezmění barvu na zelenou (cca 3 vteřiny).

4. Krátce stiskněte (a uvolněte) vzkazové tlačítko, pod něhož chcete nahrát zprávu. V okamžiku stisknutí se ozve krátké pípnutí a vy můžete začít mluvit. V průběhu nahrávání bude LEDka zeleně blikat.

5. Hovořte 10 – 15 cm od mikrofonu přirozeně hlasitě. Zpráva nemůže být delší než 10 vteřin. Pokud překročíte tento časový limit, ozve se krátké pípnutí a nahrávání se ukončí. Nahrávání také ukončíte krátkým stiskem (a uvolněním) příslušného vzkazového tlačítka.

Tímto způsobem můžete nahrát postupně všech 12 vzkazů. Pokud chcete nahrávání ukončit, stiskněte krátce nahrávací tlačítko. LEDka změní barvu na červenou a vy jste nyní v režimu přehrávání zpráv.

Přehrávání zpráv:

1. Stiskněte libovolné vzkazové tlačítko pro přehrání pod ním uložené zprávy.

2. Pokud je hlasitost přehrávaného zvuku nízká, pak přesuňte regulátor hlasitosti do pozice M (střední hlasitost), nebo H (vysoká hlasitost).

3. To, že jste v režimu přehrávání poznáte podle barvy LED diody, která svítí při přehrávání červeně.

**POZNÁMKA: Pokud se bude přístroj chovat nekorektně, vypněte jej (přesuňte regulátor hlasitosti do pozice OFF), počkejte 30 sekund a poté jej opět zapněte. Tímto způsobem provedete restart systému.**

**Další pokyny:**

- pro šetření baterek můžete přístroj napájet pomocí dodaného adaptéru
- chcete-li využít externí audio vstup např. pro nahrání části nějaké písničky, pak využijte dodaný propojovací kabel a příslušný konektor. Tímto způsobem můžete do přístroje nahrát například kousek CD, skladbu z rádia atp.
- pokud se přístroj 5 minut nepoužívá automaticky se „uspí“. Pro opětovné zapnutí přístroje přesuňte regulátor hlasitosti do pozice OFF a následně do některé z pozic L/M/H.
- pro ochranu přístroje (například proti vlhkosti (počasí, sliny...) využijte ochranný obal, který má otvory jak pro reproduktor, tak i pro regulátor hlasitosti.

**Skladování a údržba:**

- pokud přístroj nepoužíváte, mějte jej bezpečně uložen, nejlépe v obalu
- chraňte přístroj před politím tekutinou a před dlouhodobým deštěm
- udržujte přístroj v čistotě, otírejte jej měkkým velmi málo navlhčeným hadříkem bez použití agresivních chemických prostředků